

OSSTEM[®]
IMPLANT

Edition 09 / 2016

®



New

精密な印象採得ができる超親水性印象材

Hysil[®]

V P S I M P R E S S I O N M A T E R I A L

(原材料 原産地:ドイツ)

販売・お問い合わせ先)

株式会社 OSSTEM JAPAN 東京本社 TEL. 03(5714)5955 <http://jp.osstem.com>

※入荷予定日: 2016年10月中旬



HySil Impression System Line-up

製品仕様

優れた品質をもつドイツ製の原材料を使用した「ハイシール」は、高流動性のエキストラライト、精密咬合採得用のパイト、ベースとキャタリストで構成されているパテタイプ、ライト、モノ、ヘビータイプによりあらゆる印象に対応できるオステムのシリコン印象材です。

ライト、モノ、ヘビータイプのエコパックは、大容量包装(15個)のリーズナブルでお得なパッケージです。

Extra Light Body

(注文コード：ESS50EL)



- ・包装セット：カートリッジ 50ml x 4
- ・操作時間：1分
- ・硬化時間：5分

Light Body

(注文コード：ESS50L / ESS50LB *エコパック)



- ・包装セット：カートリッジ 50ml x 4
カートリッジ 50ml x 15 *エコパック ★お得なパック
- ・操作時間：1分
- ・硬化時間：5分

Mono Body

(注文コード：ESS50M / ESS50MB *エコパック)



- ・包装セット：カートリッジ 50ml x 4
カートリッジ 50ml x 15 *エコパック ★お得なパック
- ・操作時間：1分 *トレ使用時2分
- ・硬化時間：5分 *トレ使用時6分

Heavy Body

(注文コード：ESS50H / ESS50HB *エコパック)



- ・包装セット：カートリッジ 50ml x 4
カートリッジ 50ml x 15 *エコパック ★お得なパック
- ・操作時間：2分
- ・硬化時間：6分

Putty

(注文コード：ESS400P)



- ・包装セット：ベース 400ml x 1 / キャタリスト 400ml x 1
- ・操作時間：2分
- ・硬化時間：6分

Bite

(注文コード：ESS50B)




- ・包装セット：カートリッジ 50ml x 4
- ・操作時間：30秒
- ・硬化時間：1分 30秒

精密印象採得ができる超親水性印象材

優れた親水性で血液や唾液があっても迅速かつ安易に精密印象採得が可能です。


親水性の評価結果「水滴投下試験」



▲ 超親水性による接触角の変化

適切な作業時間・速い硬化時間

ハイシールは作業時間を十分に取しながら、口腔内では急速に硬化するため、変形することなく高精度の印象採得が可能です。



▲ 自社製品「硬化時間」の比較

新) HySil (Regular Set)：5分 *旧) SuFlex (Fast Set)：2分 30秒