



Edition 06 / 2008

# Sinus kit



**株式会社 OSSTEM JAPAN** 営業時間 平日 10:00~19:00

東京本社: 〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル4F  
大阪支店: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-3船場グランドビル10F  
名古屋支店: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-23-29 伏見ポイントビル 501号  
九州支店: 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-14 アバダント90 905号  
仙台支店: 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-3-2勾当台公園 902号  
静岡支店: 〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼596-27\* レスタ東静岡ステーションテラス 711号  
広島支店: 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須1丁目11-4 702号

TEL. 03 (5714) 5955 FAX. 03 (5714) 5956  
TEL. 06 (6282) 7810 FAX. 06 (6282) 7809  
TEL. 052 (684) 6722 FAX. 052 (684) 6723  
TEL. 092 (409) 0767 FAX. 092 (409) 0768  
TEL. 022 (266) 4554 FAX. 022 (266) 9883  
TEL. 054 (374) 3415 FAX. 054 (374) 3417  
TEL. 082 (258) 1641 FAX. 082 (258) 1642

Global site [www.osstem.com](http://www.osstem.com) Japan site <http://jp.osstem.com>

**OSSTEM**<sup>®</sup>  
IMPLANT

## フリーエレベーター Freer elevator

コード番号: OFE



## ボーンキャリアーエレベーター


コード番号: OBG



- ・サイナスリフト及びグラフト技術上の骨移植材を運ぶ時に使用。
- ・狭い骨窓を通して洞膜を分離し、昇格する。


## メンブレン分離及びボーンパッカー

コード番号: OMSC



## サイナスキュレット(ロング&ショート) Sinus curettes (Short & Long)

コード番号  
ショート: OSCS  
ロング: OSCL



<共通>

- ・洞膜を分離して上昇させる。
- ・トリプル角先端があらゆる方向の場所に簡単にアクセスすることが可能。
- ・先端は、アクセシビリティし、使用することが可能。

サイナスキット

コード番号: ASLK

# Sinus kit

OSSTEM<sup>®</sup>  
IMPLANT